

mark'ennovy



MARK'ENNOVY RECYCLING TIPS



markenno^ovy

CHOOSE YOUR LANGUAGE:




ES

**INSTRUCCIONES PARA LA
GESTIÓN DE RESIDUOS**



EN

**INSTRUCTIONS FOR
WASTE MANAGEMENT**




FR

**INSTRUCTIONS POUR LA
GESTION DES DÉCHETS**



DE

**ANWEISUNGEN FÜR DIE
ABFALLBEWIRTSCHAFTUNG**



IT

**ISTRUZIONI PER LO
SMALTIMENTO**



NL

**INSTRUCTIES VOOR
AFVALBEHEER**



PT

**INSTRUÇÕES PARA
GESTÃO DE RESÍDUOS**










ES

INSTRUCCIONES PARA
LA GESTIÓN DE RESIDUOS

- Consejos generales para mejorar el reciclaje de residuos:
- Consulte en su municipio las disposiciones sobre recogida selectiva de residuos para los componentes indicados abajo.
















• Antes de desechar el embalaje, vacíelo, separe los componentes y dispóngalos correctamente en los contenedores apropiados. Si puede, reduzca el volumen del embalaje de cartón.

ELEMENTO	COMPONENTES	MATERIAL
BLÍSTER 	1 TAPA  Aluminio (ALU 41) 	 METAL
	2 ENVASE  Polipropileno (PP 5) 	 PLÁSTICO
VIAL 	Envase de Policarbonato (PC 7) Tapón de Polipropileno (PP 5) Junta de Uniprene (TPV 7)   	 PLÁSTICO
LENTE DE CONTACTO 	Polímeros	 DESECHOS NO RECICLABLES
SOLUCIÓN SALINA 	Agua purificada con sal	 LAVABO
INSTRUCCIONES DE USO 	Papel (PAP 22) 	 PAPEL
CAJA DE LENTES 	Cartón (PAP 21) 	 PAPEL

Enlaces de interés sobre reciclaje:











<https://www.ecoembes.com/es>

ANEXO

SIMBOLOGÍA	
	Precaución
	Consulte las instrucciones de uso
	Un solo paciente – uso múltiple
	Producto sanitario
	Método de esterilización - Método de esterilización por calor húmedo
	Fabricante
	Fecha de fabricación
	Número de lote
	Caducidad
	Reciclable
	Proteger de la luz solar
	No utilizar si el envase está dañado
	No usar agua del grifo para limpiar sus lentes o estuche de almacenamiento
	No reutilizar
	Temperatura de almacenamiento
	El marcado CE es un marcado de conformidad en el que el fabricante / importador evalúa el producto e informa a los usuarios y autoridades que cumple los requisitos de seguridad, sanidad y protección del medio ambiente exigidos por la UE
	Deposite el material de embalaje correctamente en los contenedores de recogida
	Reemplazo:  1y Anual  1m Mensual  1d Diario  3m Trimestral  1W Semanal

General tips to improve waste recycling:

- Consult with your local authority regarding regulations on specific waste management for the components indicated below.
- Before discarding the packaging, please be sure that it is empty, separate the components and allocate them correctly in the appropriate containers. If you can, reduce the volume of the cardboard packaging.

ITEM	COMPONENTS	MATERIAL
BLISTER	1 FOIL	 METAL
	 Aluminum (ALU 41) 	
	2 CONTAINER	 PLASTIC
	 Polypropylene (PP 5) 	
VIAL	Polycarbonate (PC 7) container Polypropylene (PP 5) cap Uniprene (TPV 7) washer	 PLASTIC
	 PC  PP  TPV	
CONTACT LENSES	Polimers	 NON-RECYCLABLE
		
SALINE SOLUTION	Purified water with salt	 SINK
		
INSTRUCTIONS FOR USE	Paper - PAP 22	 PAPER
		
LENS BOX	Cardboard - PAP 21	 PAPER
		










Useful links about recycling:


<https://londonrecycles.co.uk>

<https://www.nidirect.gov.uk/articles/recycling-and-reusing>


<https://ismwaste.co.uk/recycling-services/types-of-recycling>

ANNEX

SYMBOLS TABLE	
	Caution
	Consult instructions for use
	Single-patient - multiple use
	Medical Device
	Sterilization method - Moist heat steam
	Manufacturer
	Manufacture date
	Lot number
	Use-by date
	Recycleable
	Keep away from sunlight
	Do not use if package is damaged
	Do not use tap water to clean your lenses or storage case
	Do not re-use
	Storage temperature
	The product has been approved to be commercialized in the European Market and the notify body (evaluating organization)
	Dispose the packaging material properly in collection bins
	Replacement:  1y Annual  1m Monthly  1d Daily  3m 3- Monthly  1W Weekly












USER GUIDE FOR SOFT
CONTACT LENSES



Conseils généraux pour améliorer le recyclage des déchets :

- Consultez dans votre commune les dispositions relatives à la collecte sélective des déchets pour les composants indiqués ci-dessous.
- Avant de jeter l'emballage, videz-le, séparez les composants et jetez-les correctement dans les conteneurs appropriés. Si vous le pouvez, réduisez le volume de l'emballage en carton.

ÉLÉMENT	COMPOSANTS	MATERIAU
	① COUVERCLE  Aluminum (ALU 41) 	 MÉTAL
	② RÉCIPIENT  Polypropylène (PP5) 	 PLASTIQUE
FLACON 	Réceptient en polycarbonate (PC 7) Bouchon en polypropylène (PP 5) Joint uniprène (TPV 7)   	 PLASTIQUE
LENTILLES DE CONTACT 	Polymères	 DÉCHETS NON RECYCLABLES
SOLUTION SALINE 	Eau purifiée avec du sel	 ÉVIER
MODE D'EMPLOI 	Papier - (PAP 22) 	 PAPIER
CASE 	Carton - (PAP 21) 	 PAPIER










Liens utiles sur le recyclage :



<https://www.ecologic-france.com/outils/liens-utiles.html>

<https://www.ecosystem.eco/>

<https://www.sittomat.fr/>






ANNEXE

SYMBOLS TABLE	
	Attention
	Voir le mode d'emploi
	Patient unique - usage multiple
	Dispositif médical
	Méthode de stérilisation à la chaleur humide
	Fabricant
	Date de fabrication
	Numéro de lot
	Péremption
	Recyclable
	Protéger de la lumière du soleil
	Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé
	N'utilisez pas l'eau du robinet pour nettoyer vos lentilles ou votre étui de rangement.
	Ne pas réutiliser
	Température de stockage
	Le produit a été approuvé pour être commercialisé sur le marché européen et l'organisme notifié (organisme d'évaluation)
	Éliminer correctement le matériel d'emballage dans les bacs ou points de collecte
	Remplacement:  Annuel  Mensuel  Journalier  Trimestriel  Hebdomadaire
	Le logo « Triman » indique que le produit ou l'emballage doit être trié ou rapporté dans un point de collecte pour être recyclé.



Allgemeine Tipps zur Verbesserung des Abfallrecyclings:












- Erkundigen Sie sich bei Ihrer örtlichen Behörde nach den spezifischen Anforderungen an die Abfallentsorgung für die unten aufgeführten Gegenstände.
- Überprüfen Sie vor der Entsorgung der Verpackung, ob sie leer ist und die verschiedenen Materialien getrennt sind, damit sie in den entsprechenden Behälter gegeben werden können. Machen Sie die Kartonverpackung klein, um ihr Volumen möglichst zu reduzieren.

ARTIKEL	KOMPONENTEN	MATERIAL
BLISTER 	① FOLIE Aluminum (ALU 41)	METALL
	② BEHÄLTER Polypropylen (PP 5)	PLASTIK
FLASCHE 	Polycarbonat (PC 7) Einsatz Polypropylen (PP 5) Deckel Unipren (TPV 7) 	PLASTIK
KONTAKTLINSE 	Polymere	RESTABFALL
KOCHSALZLÖSUNG 	Gereinigtes Wasser mit Salz	WASCHBECKEN
GEBRAUCHSANWEISUNG 	Papier (PAP 22) PAP	PAPIER
LINSENKARTON 	Pappe (PAP 21) PAP	PAPIER

Nützliche Links zum Thema Recycling:


<https://www.umweltbundesamt.de>

ANHANG

SYMBOLTABELLE	
	Achtung
	Bitte beachten Sie die Gebrauchsanweisung
	Für einen Patienten - Mehrfachanwendung
	Medizinprodukt
	Sterilisationsverfahren - feuchter Hitzedampf
	Hersteller
	Datum der Herstellung
	LOT-Nummer
	Mindesthaltbarkeitsdatum
	Wiederverwertbar
	Vor Sonnenlicht schützen
	Nicht verwenden, wenn die Verpackung beschädigt ist
	Verwenden Sie kein Leitungswasser zum Reinigen Ihrer Linsen oder des Linsenbehälters
	Nicht wiederverwenden
	Lagertemperatur
	Das Produkt wurde für die Vermarktung auf dem europäischen Markt zugelassen und von der Notifizierungsstelle (Bewertungsbehörde)
	Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial fachgerecht in Sammelbehältern
	Replacement: Jährlich Monatlich Täglich 3-monatlich Wöchentlich








HANDHABUNGSHINWEISE FÜR
WEICHE KONTAKTLINSEN













Suggerimenti generali per migliorare la raccolta differenziata:

- Consultare l'autorità locale per quanto riguarda i regolamenti sulla gestione dei rifiuti per i componenti indicati di seguito.
- Prima di smaltire l'imballaggio accertarsi che sia vuoto, separare i componenti e riporli correttamente negli appositi contenitori. Se possibile, ridurre il volume dell'imballaggio in cartone.

ELEMENTO	COMPONENTI	MATERIALE
BLISTER 	1 PELLICOLA  Alluminio (ALU 41)	METALLO
	2 CONTENITORE  Polypropylene (PP 5)	PLASTICA
VIAL 	Contenitore in Policarbonato (PC 7) Tappo in Polypropylene (PP 5) Uniprene (TPV 7) 	PLASTICA
LENTI A CONTATTO 	Polimeri	NON RICICLABILE
SOLUZIONE SALINA 	Acqua purificata con sale	LAVANDINO
ISTRUZIONI PER L'USO 	CARTA (PAP 22) 	CARTA
CONFEZIONE DELLE LENTI 	Cartone (PAP 21) 	CARTA

ALLEGATO

TABELLA DEI SIMBOLI	
	Attenzione
	Consultre le istruzioni d'uso
	Singolo portatore - Riutilizzabile
	Dispositivo medico
	Metodo di sterilizzazione - vapore caldo umido
	Produttore
	Data di produzione
	Numero di lotto
	Scadenza
	Riciclabile
	Tenere lontano dai raggi del sole
	Non utilizzare se la confezione è danneggiata
	Non usare acqua del rubinetto per pulire le lenti o il contenitore
	non riutilizzare
	Temperatura di conservazione
	il prodotto è stato approvato per essere commercializzato in Europa e l'ente di notifica (ente certificatore)
	Smaltire correttamente il materiale di imballaggio nei cassonetti di raccolta
	Replacement:  1y Annuale  1m Mensile  1d Giornaliera  3m Trimestrale  1w Settimanale









ISTRUZIONI PER L'UTILIZZATORE DI LENTI A CONTATTO MORBIDE



Algemene tips om recycling van afval te verbeteren:

- Raadpleeg uw plaatselijke autoriteiten over de voorschriften inzake specifiek afvalbeheer voor de hieronder aangegeven onderdelen.
- Voordat u de verpakking weggooit, controleer of deze leeg is, de verschillende materialen gescheiden zijn om deze in de daarvoor bestemde afvalbak te plaatsen. Maak de kartonnen verpakking klein om, indien mogelijk, het volume te verminderen.










ITEM	COMPONENTEN	MATERIAAL
BLISTER	① FOLIE	 METAAL
	 Aluminum (ALU 41)	
	② BLISTER	 KUNSTSTOF
	 Polypropylene (PP 5)	
FLES OF LENSHOUDER	Polycarbonate (PC 7) Houder Polypropylene (PP 5) Deksel Uniprene (TPV 7)	 KUNSTSTOF
	 PC  PP  TPV	
CONTACTLENS	Polymeren	 RESTAVFALL
		
SALINE VLOEISTOF	Gezuiverd water met zout	 WASBAK
		
INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK	Papier (PAP 22)	 PAPIER
		
KARTONNEN OMDOOSJE	Karton (PAP 21)	 PAPIER
		

Nuttige links over recycling:

<https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/afval>


https://www.milieucentraal.nl/minder-afval/?gclid=Cj0KC-QiA95aRBhCsARIsAC2xvfwVdof4Vas5DKVviYTiqVIHOdcy5-mubZu-qm_ClkyHGWVKKlZlFr0aAtKcEALw_wcB

ANNEX

SYMBOLEN TABEL	
	Let op
	Raadpleeg de gebruiksaanwijzing
	Eén persoon – meervoudig gebruik
	Medisch apparaat
	Sterilisatie methode - vochtige hitte stoom
	Fabrikant
	Productiedatum
	Lot nummer
	Houdbaarheidsdatum
	Recyclebaar
	Uit de buurt van zonlicht houden
	Niet gebruiken als de verpakking beschadigd is
	Gebruik geen leidingwater om uw lenzen of lenshouder schoon te maken
	Niet hergebruiken
	Bewaartemperatuur
	Het product is goedgekeurd om op de Europese markt te worden gebracht en de anmeldende instantie (beoordelende organisatie)
	Gooi het verpakkingsmateriaal in de daarvoor bestemde afvalbak
	Replacement:  Jaarlijks  Maandelijks  Dagelijks  3-Maandelijks  Wekelijks










HANDLEIDING VOOR DRAGERS VAN ZACHTE CONTACTLENZEN



Recomendações gerais para dinamizar reciclagem de resíduos.








- Consulte com as autoridades locais os regulamentos de gestão de resíduos específicos para os componentes abaixo indicados.
- Antes de descartar a embalagem, certifique-se que está vazia, separe os componentes e coloque-os nos respetivos contentores. Se possível, reduza o volume das embalagens de cartão.


ITEM	COMPONENTES	MATERIAL
BLISTER	1 PRATA	 METAL
	 Alumínio (ALU 41)	
	2 EMBALAGEM	 PLÁSTICO
	 Polipropileno (PP 5)	
FRASCO	Embalagem de Policarbonato (PC 7) Tampa de Polipropileno (PP 5) Uniprene (TPV 7)	 PLÁSTICO
	 PC  PP  TPV	
LENTE DE CONTACTO	Polímeros	 RESÍDUOS NÃO RECICLÁVEIS
		
SOLUÇÃO SALINA	Água purificada com sal	 LAVATÓRIO
		
INSTRUCCIONES DE USO	Papel (PAP 22)	 PAPEL
	 22 PAP	
ESTOJO DE LENTES	Cartão (PAP 21)	 PAPEL
	 21 PAP	

Links para mais informações sobre reciclagem:


<https://www.ecosystem.eco>

ANEXO

TABELA DE SÍMBOLOS	
	Precauções
	Consulte as instruções de uso
	Um paciente solo – uso múltiplo
	Aparelho médico
	Modo de esterilização - vapor de calor húmido
	Fabricante
	Data de fabricação
	Número de lote
	Prazo de validade
	Reciclável
	Manter afastado da luz solar
	Não usar se embalagem estiver danificada
	Não usar água da torneira para limpar as lentes de contacto ou o seu estojo
	Não reutilizar
	Temperatura de armazenamento
	O produto foi aprovado para comercialização no mercado europeu e o organismo notificador (organização avaliadora)
	descarte o material de embalagem adequadamente em lixeiras de coleta
	Replacement:  1y Anual  1m Mensal  1d Diário  3m Trimestral  1W Semanal



GUIA DO UTILIZADOR DE LENTES DE CONTATO MOLES



HOME